

Platos De Evaporación De Ptfе A Medida Para Diversas Aplicaciones

Número de artículo: PL-1004



Introducción

Platos de evaporación de PTFE de alta pureza para laboratorio, resistentes a ácidos y disolventes. Antiadherentes, duraderos, ideales para la preparación de muestras. Tamaños personalizados disponibles. Haga su pedido ahora.

[Aprende más](#)

Capacidad (mL)	Altura (mm)	Diámetro interior (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105