

Cilindros De Medición De Ptfе A Medida Para Aplicaciones Científicas E Industriales Avanzadas

Número de artículo: PL-1009



Introducción

Descubra el rendimiento superior de nuestros cilindros de medición de politetrafluoroetileno (PTFE), diseñados para ofrecer precisión y resistencia en entornos exigentes.

[Aprende más](#)

Capacidad	Altura total	Diámetro exterior	Peso
10 ml	108 mm	17mm	42g
20ml	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/