

Recipientes De Digestión Por Microondas De Ptfе A Medida Para Aplicaciones Exigentes

Número de artículo: PL-1003



Introducción

Recipientes de digestión por microondas de PTFE de gran pureza para una preparación de muestras segura y sin contaminación. Ideales para ICP-MS, AAS y análisis de trazas. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Especificación del producto	Diámetro interior de la boca (mm)	Diámetro del cuerpo (mm)	Altura con tapa (mm)
Recipiente de digestión de PTFE 30 ml	25	42	105
Recipiente de digestión de PTFE 50 ml	29	47	110
Recipiente de digestión PTFE 100ml	50	62	143
Recipiente de digestión PTFE 200ml	53	69	163