

Fabricante De Piezas De Ptfе A Medida Para Contenedores Y Componentes De Teflón

Número de artículo: PT-1011



Introducción

Recipientes de PTFE de alta precisión para laboratorios e industria. Resistentes a productos químicos, tamaños personalizables. Ideales para aplicaciones de semiconductores, médicas y de laboratorio. Solicitar presupuesto

[Aprende más](#)

Recipiente redondo (diámetro exterior * diámetro interior * profundidad interior)	Recipiente cuadrado/rectangular (largo x ancho interior * profundidad interior)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50 mm*40 mm*15 mm	80*80mm*15mm
60 mm*50 mm*15 mm	90*90mm*15mm
80 mm*70 mm*15 mm	100*100 mm*15 mm
90 mm*80 mm*15 mm	110*110 mm*15 mm
100 mm*90 mm*15 mm	120*120 mm*15 mm
110 mm*100 mm*15 mm	
120 mm*110 mm*15 mm	
130 mm*120 mm*15 mm	
160 mm*150 mm*15 mm	200*200*120mm (aprox. 5L cilindro PTFE)
92*83*19mm	Cilindro de PTFE de 10L
102*93*20mm	Cilindro de PTFE de 15L