

Bandejas Cuadradas De Ptfе A Medida Para Uso Industrial Y De Laboratorio

Número de artículo: PL-1005



Introducción

Bandejas cuadradas de PTFE de alta calidad para laboratorios e industria. Bandejas de PTFE de gran pureza, antiadherentes y resistentes a productos químicos para semiconductores y uso médico. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo	L*An*Al interior (mm)	Exterior L*A*A (mm)
40mm	40*40*20 mm	30*30*15mm
60 mm	60*60*20 mm	50*50*15mm
80 mm	80*80*20 mm	70*70*15 mm
100 mm	100*100*20 mm	90*90*15mm
120 mm	120*120*20 mm	110*110*15 mm