

Bolas Personalizadas De Ptfte Teflón Para Aplicaciones Industriales Avanzadas

Número de artículo: PL-02



Introducción

Bolas de PTFE de precisión para uso químico, médico e industrial. Alto rendimiento, baja fricción, resistencia química. Tamaños personalizados disponibles. ¡Obtenga una cotización hoy!

[Aprende más](#)

Propiedad	Unidad	Valor Estándar
Gravedad Específica	g/cm ³	2.14 ~ 2.3
Temperatura de Reblandecimiento	°C	317 ~ 327
Resistencia a la Tracción	MPa	13.72 ~ 34.3
Elongación	%	150 ~ 400
Resistencia a la Compresión	MPa	12 kg/cm ²
Resistencia al Impacto Izod	Kg-Cm/Cm ²	6.4 mg/1000 ciclos
Dureza Shore	-	D50 ~ 55
Módulo de Flexión	10 ³ Kg/Cm ²	3.5 ~ 6.3
Coefficiente Dinámico de Fricción	-	0.1