

## Fabricante De Piezas De Teflón Ptfе A Medida Rejilla De Limpieza Ptfе

Número de artículo: PL-1015



### Introducción

Cestas de flores de PTFE de gran pureza para laboratorios y semiconductores. Resistentes a productos químicos, -180°C a +250°C, tamaños personalizados disponibles. Póngase en contacto con KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Opciones estándar: Diámetro\*Ancho de ranura\*Capacidad aplicable

45\*1.5mm\*100ml

45\*2.5mm\*100ml

60\*1,5 mm\*250 ml

60\*2,5 mm\*250 ml

80\*1,5 mm\*500 ml

80\*2,5 mm\*500 ml

90\*1,5 mm\*1000 ml

90\*2,5 mm\*1000 ml