

## Crisoles De Ptfе Personalizables Para Aplicaciones Industriales Y De Laboratorio

Número de artículo: PL-1006



### Introducción

Crisoles de PTFE de gran pureza con tapa para laboratorio. Resistentes a los productos químicos, antiadherentes y duraderos. Ideales para digestión de muestras, AA, ICP-MS. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Capacidad	Diámetro exterior superior (mm)	Diámetro inferior (mm)	Altura total (mm)
20 ml	38	30	55
25 ml	39	30	55
30 ml	48	30	56
50 ml	51	33	67
100 ml	61	43	70
250 ml	79	50	107