

Cuchara De Muestreo De Disolventes Químicos De Ptfе

Número de artículo: PL-1008



Introducción

Descubra nuestras cucharas de muestreo de PTFE (politetrafluoroetileno, comúnmente conocido como teflón) de gran pureza, meticulosamente diseñadas para la manipulación segura, precisa y sin contaminación de productos químicos, disolventes, polvos y muestras diversas.

[Aprende más](#)

Capacidad (ml)	Longitud total (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500