

Platos De Evaporación Profunda De Ptfе Soluciones Industriales Y De Laboratorio Personalizables

Número de artículo: PL-1001



Introducción

Platos de evaporación profunda de PTFE de alta calidad para laboratorios. Resistentes a los productos químicos, antiadherentes y personalizables. Ideales para la manipulación de muestras. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)

Tipo de plato	Diámetro exterior del fondo (mm)	Diámetro interior de la boca (mm)	Altura (mm)	Espesor del fondo (mm)	Espesor de pared (mm)
Tipo profundo 20 mm	20	15	20	5	2.5
Tipo profundo 30mm	30	25	20	5	2.5
Tipo profundo 40mm	40	30	20	5	5
Tipo profundo 50mm	50	40	20	5	5
Tipo profundo 60mm	60	50	20	5	5
Tipo profundo 70mm	70	60	20	5	5
Tipo profundo 80mm	80	70	20	5	5
Tipo profundo 90mm	90	80	20	5	5
Tipo profundo 100mm	100	90	20	5	5
Tipo profundo 120mm	120	110	20	5	5